

Le meilleur de la technologie SICO

KING
PARFUM
DE

Désinfection

Réf: A09277

Altogerm Désinfectant surfaces et assainisseur d'air 500ML

USAGE PROFESSIONNEL. Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite. Détruit : odeurs putrides, microbes.

Activités désinfectantes :

- Son efficacité bactéricide a été testée selon la norme Européenne EN 1276 en 5min à 20°C sur les bactéries particulièrement résistantes : bacille pyocyanique (*Pseudomonas aeruginosa*), colibacille (*Escherichia coli*) staphylocoque doré (*Staphylococcus aureus*), Enterococcus hirae...
- Son efficacité fongicide a été testée selon la norme EN 1650 en 15 minutes à 20°C sur *Candida albicans* et *Aspergillus niger*
- Effet virucide sur H7N1 en 30 minutes à 20°C selon EN 14476 et sur HIV et hépatite B en 2min à 20°C.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol aluminium diamètre 66 mm/ hauteur 218 mm.
Volume nominal 650 ml/volume net 500 ml.
Carton de 12 unités.



MODE D'EMPLOI

Pour la décontamination des surfaces, pulvériser uniformément à 20 cm du support. Étaler à l'aide d'un chiffon, sans rincer*.

Pour l'assainissement de l'atmosphère, pulvériser 20 secondes. par tranche de 100 m³ en veillant à bien répartir le produit.

*Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer obligatoirement à l'eau potable.

APPLICATION

Recommandé pour l'assainissement de l'atmosphère: écoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malades, cabinets médicaux et dentaires, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite), ...après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, cuisines...

Également pour la décontamination des surfaces: Tables, objets, matériel professionnel (médical, hôtellerie, collectivités...), matériel de coiffure, mobilier, sols, moquettes, paillasses, poignées de portes, toilettes. Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, des plans de travail et des transports de denrées alimentaires. L'application doit être suivie d'un rinçage abondant.



www.sico.net
sico.commercial@sico.net
+33 (0)4 76 50 85 50



S.I.C.O. e.a.

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539